

Collagenase TypeⅢ 胶原蛋白酶Ⅲ

产品编号	产品名称	包装规格
NBS1003-100mg	Collagenase TypeⅢ 胶原蛋白酶Ⅲ	100mg
NBS1003-1g	Collagenase TypeⅢ 胶原蛋白酶Ⅲ	1g

【温馨提示】：关于胶原酶的酶活，官网列出的 ≥ 125 CDU/mg 冻干物，为最低质控标准；实际批次酶活整体来说：远高于最低质控值。若有需要，可咨询业务员具体酶活。

产品简介：

胶原酶（Collagenase, CAS NO. 9001-12-1）是一种蛋白水解酶，常用来消化细胞外基质蛋白。作为一种肽链内切酶，胶原酶特异性识别 Pro-X-Gly-Pro 序列（高频出现在胶原 collagen，很少在其他蛋白中发现）并切割氨基酸（X）和甘氨酸（Gly）之间的肽键。不同于其他蛋白酶，胶原酶是唯一一种可识别并降解具三股超螺旋结构的天然胶原纤维，这种胶原纤维广泛存在结缔组织。

商业化胶原酶来源于溶组织梭菌（*Clostridium histolyticum*），是一种酶粗提物，不仅含有梭菌蛋白酶 A（Clostridiopeptidase A），能够降解天然胶原和网状纤维；还含有其他的一些蛋白酶、多糖酶、脂酶等，分别用以水解存在结缔组织和上皮组织细胞外基质内的其他蛋白、多糖和脂质等。目前商业化的胶原酶因所含组分的差异分为五类，其在应用上具有一定区分，**详见附录 1**。

本品是 III 型胶原酶，活性 ≥ 125 CDU/mg 冻干物，含较低的次级蛋白酶污染物水解活性，但具典型的胶原酶活性。常用于乳腺组织的原代细胞制备。

产品特性：

- 1) EC NO: 3.4.24.3
- 2) CAS NO: 9001-12-1
- 3) 酶活力单位定义：在 37°C, pH7.5 条件下，5h 内水解胶原产生多肽相当于 1 μ mol 亮氨酸所需的酶量定义为 1 个活力单位。（One Unit releases one micromole of L-leucine equivalents from collagen in 5 hours at 37°C, pH 7.5.）

保存条件:

4℃保存（一年有效）

附录 1：几种胶原酶特征和应用比较

胶原酶类型	组分特征和应用
I 型胶原 (Type 1)	相对均量的多种酶活（包括胶原酶、酪蛋白酶、梭菌蛋白酶、胰蛋白酶活性）；通常用作上皮组织、肝、肺、脂肪和肾上腺组织的原代细胞制备。
II 型胶原酶 (Type 2)	含更高的梭菌蛋白酶活性；通常用作心脏、骨、肝、胸腺、唾液腺和软骨等组织的原代细胞制备。
III 型胶原酶 (Type 3)	含较低的次级蛋白酶水解活性；常用于乳腺组织的原代细胞制备；
IV 型胶原酶 (Type 4)	含较低的胰酶活性；通常用于胰岛细胞制备，和维持受体完整性比较重要的其他研究。也可用于髓系细胞制备。
V 型胶原酶 (Type 5)	部分纯化型，含更高的胶原酶和酪蛋白活性，更低胰酶水平以降低对膜蛋白和受体造成损伤。适用于胰岛制备。
胶原酶 NB（标准级别）	相对均量的多种酶活（包括胶原酶、梭菌蛋白酶、中性蛋白酶活性），作用温和。广谱适用人和动物组织各种细胞的分离，可用作脂肪组织、软骨、皮肤、胎盘、脐带组织和肺的原代细胞制备；也适用细胞传代，比如胚胎干细胞。

产品使用:**一、储存液制备**

- 1) 直接往 100mg 胶原酶内加入 100μl 含钙镁的 HBSS 缓冲液，轻轻漩涡震荡确保完全溶解混匀。
- 2) 根据具体批次的酶活力，用含钙镁的 HBSS 缓冲液调整酶浓度到 100U/μl（1000×储存液），之后用低蛋白吸附滤膜过滤除菌。
- 3) 立即使用或将储存液根据单次用量分装，置于-20℃避光保存。
- 4) 使用前置于冰上融化，避免反复冻融。建议胶原酶的工作浓度范围 50-200U/ml（或 0.5-2.5mg/ml），具体使用浓度请根据具体消化对象或参考文献来调整。

二、组织分离

- 1) 用无菌手术刀或剪刀将组织切成 3-4mm 小片，之后用含钙镁的 HBSS 缓冲液清洗组织片

几次;

- 2) 加足量含钙镁的 HBSS 缓冲液浸没组织片, 之后按照 50-200U/ml 用量加入适量胶原酶;
- 3) 37°C 孵育 4-18h, 置于水平摇床并且孵育体系加入 3mM CaCl₂ 可提高消化效率。
- 4) 将消化好的细胞混合物用无菌的不锈钢或尼龙网过筛。残留组织可再添加适量的新鲜胶原酶工作液于 37°C 孵育以进一步解离。
- 5) 将过筛收集到的细胞用不含胶原酶的 HBSS 缓冲液清洗几遍。
- 6) 低速离心, 吸掉清洗液。最后用适当的细胞培养液重悬细胞, 使用自动细胞计数器或手动法进行活细胞数检测。

三、器官灌注

- 1) 将胶原酶加入 37°C 预热含钙镁的 HBSS 缓冲液, 使其浓度为 50-200U/ml, 或根据具体实验体系调整; 另加入 3mM CaCl₂ 可提高消化效率。
- 2) 按照针对特定器官的预优化频率来进行灌注;
- 3) 将收集到的细胞/组织混合碎片用无菌的不锈钢或尼龙网过筛。残留组织可再添加适量的新鲜胶原酶工作液于 37°C 孵育以进一步解离。
- 4) 将过筛收集到的细胞用不含胶原酶的 HBSS 缓冲液清洗几遍。
- 6) 低速离心, 吸掉清洗液。最后用适当的细胞培养液重悬细胞, 使用自动细胞计数器或手动法进行活细胞数检测。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS1001-100mg</u>	<u>Collagenase Type I 胶原蛋白酶 I</u>	100mg
<u>NBS1002-100mg</u>	<u>Collagenase Type II 胶原蛋白酶 II</u>	100mg
<u>NBS1003-100mg</u>	<u>Collagenase Type III 胶原蛋白酶 III</u>	100mg
<u>NBS1004-100mg</u>	<u>Collagenase Type IV 胶原蛋白酶 IV</u>	100mg
<u>NBS1006-100mg</u>	<u>Collagenase Type V 胶原蛋白酶 V</u>	100mg
<u>NBS1007-100mg</u>	<u>Hyaluronidase 透明质酸酶</u>	100mg
<u>NBS4942-100mg</u>	<u>分散酶（中性蛋白酶）Dispase II</u>	100mg
<u>NBS1008-25g</u>	<u>Papain, BR Grade 木瓜蛋白酶（试剂级）</u>	25mg
<u>NBS1009-100mg</u>	<u>Trypsin Inhibitor, Soybean 大豆胰蛋白酶抑制剂</u>	100mg
<u>NBS1010-200mg</u>	<u>Elastase, from Porcine Pancreas 弹性蛋白酶（猪胰腺）</u>	200mg